

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: /TMBG-BVĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế vật tư của khoa Giải phẫu bệnh tế bào thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang" với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Vũ Hoàng Kiên

- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 0977.032.283

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp báo giá tại văn thư lưu trữ, địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08h00 ngày 09 tháng 04 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 18 tháng 04 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục yêu cầu báo giá

STT	DANH MỤC DỊCH VỤ, SỬA CHỮA	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
01	Bảo dưỡng và sửa chữa Kính hiển vi có gắn camera chụp ảnh Model: IVU3000 Hãng: Labomed *Bảo dưỡng: - Kiểm tra tình trạng toàn bộ kính hiển vi - Kiểm tra các bộ phận quang học - Bảo dưỡng hệ quang học của kính - Kiểm tra đánh giá lại toàn bộ tình trạng của các vật kính, thị kính, tụ quang, đầu quan sát và các thấu kính cố định nằm trong thân kính. - Vệ sinh và xử lý nấm mốc toàn bộ thị kính bằng hóa chất chuyên dụng - Xử lý bụi bẩn nấm mốc của tụ quang và màn chắn chóa đèn - Vệ sinh và xử lý nấm mốc các thấu kính của đầu quan sát - Làm sạch hệ thống chiếu sáng - Làm sạch các bộ phận cơ học khác - Bảo dưỡng phần cơ khí - Kiểm tra, vệ sinh mâm xoay vật kính, tra mỡ và xếp lại toàn bộ ổ bi của mâm xoay. - Tháo và vệ sinh sạch sẽ các ray dẫn hướng của bàn di mẫu và tra mỡ chuyên dụng. - Tháo và vệ sinh sạch sẽ bộ núm di chuyển trục XY, tra mỡ và căn chỉnh lại lực căng và độ rơ...	Cái	01
02	Bảo dưỡng và sửa chữa Máy cắt tiêu bản xoay tay tự động lùi mẫu vật *Bảo dưỡng: - Kiểm tra tình trạng toàn bộ Máy cắt tiêu bản - Bảo dưỡng phần cơ khí - Kiểm tra động cơ, nguồn điện, bộ đỡ, gá định hướng, vô lăng... - Vệ sinh chi tiết toàn bộ máy * Sửa chữa: - Lưỡi dao cùn, cắt lát không đạt tiêu chuẩn	Cái	01

STT	DANH MỤC DỊCH VỤ, SỬA CHỮA	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
	- Sửa chữa ngàm kẹp chỉnh góc cắt của bộ gá kẹp lưỡi dao. -Sửa chữa gá định hướng cho giá giữ mẫu		
03	Bảo dưỡng Máy chuyển bệnh phẩm Model: Citadel 2000 Hãng: Thermo Scientific *Bảo dưỡng: - Kiểm tra tình trạng toàn bộ máy - Bảo dưỡng phần cơ khí - Kiểm tra động cơ, nguồn điện, đo kiểm tra các linh kiện của các bảng mạch, hiệu chỉnh các thông số + Kiểm tra bảng mạch bàn phím, hiệu chỉnh lại các chip, vệ sinh, tháo lắp các loại giắc cắm. -Vệ sinh toàn bộ phía ngoài của máy, mặt máy, mặt trước, mặt sau - Sử dụng dầu mỡ bôi trơn các khu vực bao gồm nắp, bản lề, cơ cấu khóa, vật mang giỏ và vòng bi	Cái	01
04	Bảo dưỡng Máy cắt lạnh MEV Hãng: SLEE *Bảo dưỡng: - Kiểm tra tình trạng toàn bộ máy - Kiểm tra động cơ, nguồn điện, đo kiểm tra các linh kiện của các bảng mạch, hiệu chỉnh các thông số + Kiểm tra hệ thống cắt quay, vùng lưu trữ, bảng mạch điều khiển, thanh làm lạnh..., vệ sinh, tháo lắp các loại giắc cắm. -Vệ sinh toàn bộ phía ngoài của máy, mặt máy, mặt trước, mặt sau	Cái	01
05	Bảo dưỡng Hệ thống vùi đúc bệnh phẩm Model: Histocentre 3 Hãng: Thermo Scientific *Bảo dưỡng: - Kiểm tra tình trạng toàn bộ máy - Kiểm tra và làm sạch khay hóa chất	Cái	01

STT	DANH MỤC DỊCH VỤ, SỬA CHỮA	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
	- Kiểm tra và làm sạch bộ rửa tích tụ bụi và cặn - Kiểm tra và làm sạch buồng gia nhiệt - Kiểm tra và làm sạch bộ chuyển đổi - Vệ sinh toàn bộ phía ngoài của máy, mặt máy, mặt trước, mặt sau		
06	Bảo dưỡng và sửa chữa Tủ sấy *Bảo dưỡng: - Kiểm tra nguồn cấp điện vào tủ, các công tắc - Kiểm tra bảng điều khiển, màn hình, nhiệt độ - Kiểm tra thanh điện trở có hoạt động tốt không. - Vệ sinh toàn bộ phía ngoài của máy, mặt máy, mặt trước, mặt sau - Sửa mặt kính	Cái	01

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến: Quý II năm 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không
- Thanh toán 100% sau khi bàn giao hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn và các giấy tờ pháp lý liên quan.
- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; P.VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hưng Đạo